

B

Svarskort - Faxa 031-49 16 89

Jag beställer:

-st förpackningar Minisart GF (art.nr. 17824K)
-st förpackningar Minisart N, 0.2 µm (art.nr. 17597K)
-st förpackningar Minisart N, 0.45 µm (art.nr. 17598K)
-st förpackningar Minisart High-Flow, 0.2 µm (art.nr. 16541K)
-st förpackningar Minisart High-Flow, 0.45 µm (art.nr. 16533K)

Skicka mig också information om:

- Applikationsguide för sprutfilter
- Sterilfiltrering - luft och vätskor
- Mikrobiologisk luftprovtagning
- Mikrobiologiska snabbmetoder
- Membranfilter
- Filtreringsutrustning
- Ultrafiltrering, små crossflow kassetter, IEX-spinrör för proteinrening, kit för Adenovirus rening
- Ultramikrokyvett med fiberoptik för DNA/RNA, provvolym 0,7-4ul från Hellma
- "Bestcellers" från Hellma
- Engångskyvetter 340-900nm, 220-900nm

Fyll gärna i E-postadressen och om vår adressuppgift är fel, rätta här

Namn:

Företag: Avd:

Adress:

Tel: E-post:



www.a-filter.se

A-Filter AB
Box 160, N:a Långebergsg. 6
SE-421 22 Västra Frölunda

Tel. 031-734 13 00
Fax. 031-49 16 89
E-post. info@a-filter.se

Regionkontor
Lund Tel. 046-32 86 82 Fax. 046-32 86 83



Sprutfilter till specialpris



 **sartorius stedim**
biotech

SPRUTFILTER TILL SPECIALPRIS



En förpackning utan kostnad

T.o.m 2008-12-31 får Du en extra förpackning (värde 742:-) utan kostnad om Du beställer 2 förpackningar av Minisart N, Minisart GF eller Minisart High-Flow. Frakt och moms tillkommer. En förpackning innehåller 50 st filter.

Snittpris per förpackning blir 495:- (att jämföras med ord.pris 742:-)

För klar- och förfiltrering - Minisart GF

- Filtermaterial av glasfiber med hög smutskapacitet
- Lämplig för klarfiltrering av smutsiga lösningar
- Luer lock för spruta och seriekoppling med Minisart N
- Nominell avskiljning 0.7 μm (98%)

För steril- och partikelfiltrering - Minisart N och Minisart High-Flow

- Stor filteryta, 5.3 cm² (diameter 26mm)
- Låg proteinadsorption
- Membran av:
cellulosaacetat (Minisart N), polyetersulfon (Minisart High-Flow)
- Porstorlek 0.2 alt. 0.45 μm
- pH-område:
4-8 för Minisart N, 4-12 för Minisart High-Flow
- Luer lock anslutning för spruta
- Styckvis sterilförpackade



sartorius stedim
biotech